


	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</p> <p style="text-align: center;">FACULTAD DE INGENIERÍA Laboratorio de Geología</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Guía práctica para el uso y manejo de Fuente Regulada de Voltaje</b></p>		

### Diagrama del equipo:



### **Uso del Sistema de Sistema de Fuente Regulada de Voltaje:**

Se conecta a la corriente y a las salidas el dispositivo a energizar, seleccionando el voltaje que necesitemos para realizarlo.

### **Precauciones para el manejo del equipo:**

- 1.- NUNCA conecte la Fuente Regulada de Voltaje a una línea de alimentación eléctrica que no sea de 117 volts, 60 Hz.
- 2.- NUNCA coloque recipientes con líquido sobre este instrumento. Evite el polvo y la humedad.